

程序

程序 1

持续时间： 1 分钟
典型应用： 粗磨或金刚石抛光后的清洗

程序 2

持续时间： 1 ½ 分钟
典型应用： 使用MD-Allegro/Largo精磨后的清洗

程序 3

持续时间： 2 分钟
典型应用： 最终清洗，OP抛光后的清洗



规格

Lavamin

试样清洗装置，用于直径160 mm以下的试样夹具座和Tegramin-25, -30, TegraForce-5 和RotoForce-4的单个试样移动盘。

包含调平单元和直径 25 mm / 1"; 30 mm / 1¼"; 40 mm / 1½" 和50 mm / 2"的固定环。

产品号码

06236133

附件

用于调整Lavamin单个试样的固定环的调平工具。

用于直径为25 mm / 1"; 30 mm / 1¼"; 40 mm / 1½" 和50 mm / 2"的圆形试样。

产品号码

06236920

用于直径为25 mm / 1"试样的固定环

用于使用Lavamin清洗时，在移动盘上固定单个试样。15 个。

06236910

用于直径为30 mm / 1¼"试样的固定环

用于使用Lavamin清洗时，在移动盘上固定单个试样。15 个。

06236911

用于直径为40 mm / 1½"试样的固定环

用于使用Lavamin清洗时，在移动盘上固定单个试样。15 个。

06236912

用于直径为50 mm / 2"试样的固定环

用于使用Lavamin清洗时，在移动盘上固定单个试样。15 个。

06236913



Struers的设备符合适用的国际指令和附属标准的规定。（详细信息请联系当地供应商）

本着持续改进产品的宗旨，Struers进行产品改进时保留不另行通知的权利。

了解更多
新一代清洗
和Lavamin请访问
www.struers.com/lavamin

观看视频